


# Die **1.Wahl** in CalibrationTUBES


für Gastric Sleeve, Bypass, Minibypass, u.a.

## Calibration

- kein Kinking, da formstabilen Silikon
- weiche, konische Spitze
- Öffnung in der Spitze gegen Vakuum
- cm Markierung für eine präzise Platzierung
- Clip-Verschluss gegen Rückfluß



TUBE-FL\_p/DE/Rev.00



Universal Connector

REF	TUBE32W	32 Fr/Ch = 10,7 cm
REF	TUBE34R	34 Fr/Ch = 11,3 cm
REF	TUBE36B	36 Fr/Ch = 12,0 cm
REF	TUBE38G	38 Fr/Ch = 12,7 cm
REF	TUBE40Y	40 Fr/Ch = 13,3 cm



 **BARIATRIC  
SOLUTIONS**

[www.bariatricsolutions.com](http://www.bariatricsolutions.com)  
[info@bariatricsolutions.com](mailto:info@bariatricsolutions.com)  
Phone: +41 52 741 65 00

