

A.M.I.[®]

SOFT GASTRIC BAND PREMIUM SYSTEM



- in 2 Größen erhältlich
(35 und 32 mm Durchmesser)
- 360° Ballon, sanft und weich
- vorgeformt
- Niederdruckband
- Sicherheitsverschluss – einfach zu schließen
- Titan-Port mit Knickschutz für Katheter



Port Nadel erhältlich

REF AGB 382
A.M.I. Port Needle

- Ø 20G / 0,9mm
- |— 50 mm

CE₀₂₉₇

REF AGB 374_LP
Soft Gastric Band Premium Standard
inklusive Low Profile Port

REF AGB 376_LP
Soft Gastric Band Premium Long
inklusive Low Profile Port

BARIATRIC
SOLUTIONS
INTERNATIONAL



www.bariatricsolutionsinternational.com
info@bariatricsolutionsinternational.com
Phone: +41 52 741 15 59