

# MiniMIZER REGULAR



- zwei integrierte Verschlusspositionen (31/26 mm)
- innenliegendes Reservoir im Magenband
- vorgeformt
- TITANIUM PORT

REF MMRE

MiniMIZER REGULAR Gastric Band




REF CPS6831 \*

A.M.I. EcoPort slimline F8

\* off-label use

# MiniMIZER EXTRA



mit Loops

- zwei integrierte Verschlusspositionen (31/26 mm)
- innenliegendes Reservoir im Magenband
- Fixation ohne Plikation
- TITANIUM PORT

REF MMEX

MiniMIZER EXTRA Gastric Band

CE<sub>0483</sub>

Port Nadel erhältlich

REF AGB 382 A.M.I. Port Nadel

- Ø 20G / 0,9mm
- — 50 mm



**BARIATRIC**  
**SOLUTIONS**  
INTERNATIONAL



www.bariatricsolutionsinternational.com  
info@bariatricsolutionsinternational.com  
Phone: +41 52 741 15 59